



ALCIDE 4XLA

Tõhus laia toimespektriga kauapüsiv antiseptiline nisadesovahend

- Kiiretoimeline ja kauapüsiv desinfektsioon
- Hävitab tõhusalt patogeensed mikroorganismid ja mükoplasmad
- Sisaldab nahka pehmendavaid aineid glütserooli ja piimhapet
- Tagab maksimaalse kaitse ja vähendab mikroobide ülekandumist lehmalt lehmale
- Kvaliteetse koostise ja laia toimespektriga
- Ei sisalda kloorheksidiini ega joodi



KASUTAMINE:

Kasutage 4XLA-d tugeva keskkonnasurve korral (ruumipuudus, märjad ilmad, keskkondlik mastiit, jne). Külma ilmaga soojendage lahust enne kasutamist.

Enne lüpsi: Segage kaasasoleva pumba abil 4XLA Base ja 4XLA Activator nisadesotopsi suhtes 1:1. Seejärel raputage ja pigistage anumad, et moodustuks vaht. Kastke kõik nisad nisakastutusvahendisse. Laske preparaadil mõjuda vähemalt 15–30 sekundit. Kuivatage nisad enne lüpsiseadmete kasutamist.

Pärast lüpsi: Segage kaasasoleva pumba abil 4XLA Base ja 4XLA Activator nisadesotopsi suhtes 1:1. Kastke nisad kohe pärast lüpsimasina eemaldamist nisakastutusvahendisse. Ärge pühkige ega kuivatage nisasid, jätke preparaat peale kuni järgmise lüpsini.

Enne järgmist lüpsi puhastage ja kuivatage nisad hoolikalt. Peske nisadesotopse pärast igit lüpsi. Nisaärrituse tekkimisel lõpetage preparaadi kasutamine ärrituse kadumiseni. Kui ärritus ei taandu, konsulteerige loomaarsti ja lüpsiseadmete hooldajatega. 4 XLA-d võib kasutada ainult sobiva eeldeso või udarapesuga.

OHUTUS:

Kasutamiseks ainult koos Alcide 4XLA® Base D-ga. Ainult välispidiseks kasutamiseks. Mitte kasutada lüpsiseadmete desinfitseerimiseks. Mitte segada teiste preparaatidega. Vältida kokkupuudet silmadega. Silma sattumise korral loputage rohke veega. Ärrituse tekkimisel pöörduge arsti poole.

Pärast iga lüpsi peab preparaadi jäägid veega lahjendama ja ära viskama. Pakendijäätmed tuleb hoolikalt veega loputada ja käidelda vastavalt kohalikule seadusandlusele.

SÄILITAMINE:

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida kokkupuudet toiduga. Hoida toatemperatuuril. Kaitsta kuumuse ja külmumise eest.

PAKEND:

20 L kanister.

TOOTJA:

Ecolab Deutschland GmbH, Saksamaa.

