



LIQ-IO 2500

Pihustatav joodipõhine desinfektsioonivahend
lüpsjärgseks udaraholduseks piimalehmadel

OMADUSED

- Pärmseene- ja bakterivastane desinfektsioonivahend
- Väga tõhusa toimega
- EL-i poolt heaks kiidetud (EL-0018397–0003 1-2)

KAITSEB

- 2500 ppm vedel joodisisaldusega lahus, mis on rikastatud pehmendavate ja niisutavate ainetega.



DESINFITSEERIB

- 1-minutilisel toimimisel bakteritsiidne, EN1656:
 - *Escheria coli*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus uberis*
- 1-minutilisel toimimisel seenevastane, EN 1657:
 - *Candida albica*

KOOSTIS

Toimeaine: 2500 mg/kg joodi jodofoorina.

Lisaained: pehmendavad ja niisutavad pindaktiivsed ained, pH-taset reguleeriv aine, paksendav ja kaitsekilet tekitav aine.

Desinfektsioonivahendid on reguleeritud kasutamisega biotsiidid. Enne kasutamist lugege hoolikalt toote etiketti ja infolehte.

KASUTAMINE

Kasutusvalmis desinfektsioonivahend nisadele. Lüpsijärgseks hügieeniks.

NISADELE PIHUSTAMINE

- Kasutada toodet otse pakendist, lahjendamata.
- Pihustage vahendit nisadele kogu nisa pikkuses ja katke lahusega udara alumine osa.
- Kasutada vahetult pärast igat lüpsi.
- Pesta ja kuivatada udar ja nidad enne järgmist lüpsi.

LÜPSIJÄRGNE NISADE KASTMINE

- Kasutada toodet otse pakendist, lahjendamata.
- Täita nisadesotops 2/3 ulatuses vahendiga.
- Kasta iga nisa vahetult pärast lüpsi lahusesse nii, et kogu nisa pind puutub vahendiga kokku.
- Vajadusel täita nisadesotops uuesti.
- Tühjendada nisadesotopsid pärast lüpsi ja pesta enne taaskasutamist.

PAKEND: 22 kg, 200 kg

