



NOVODUAL

Nisadesovahend lüpsilehmadele

Piimhappel ja kloorheksidiinil põhinev toode nisade lüpsieelseks ja lüpsijärgseks desinfitseerimiseks.

- Madala viskoossusega ja hästi nähtav kasutusvalmis toode, mida on lihtne kasutada ja mis tagab nisade täieliku katvuse.
- Biotsiidide optimeeritud tase nii lühi- kui pikaajalise toime saavutamiseks.
- Nahka pehmendavad ja hooldavad ained nisade seisundi säilitamiseks ja parandamiseks.



KASUTAMINE

Toode sobib nisale pihustamiseks või nisade kastmiseks, nii lüpsieelse kui ka lüpsijärgse nisahügieeni tagamiseks.




LÜPSIEELNE KASUTAMINE

1. Toodet kasutada otse pakendist, lahjendamata.
2. Täitke nisakann 2/3 ulatuses ja kastke iga nisa toote sisse, veendudes, et nisa pind on täies ulatuses kaetud VÕI pihustage toode nisale kogu ulatuses.
3. Laske tootel mõjuda vähemalt 30 sekundit.



4. Kuivatage nidad paberiga.
5. Kinnitage lüpsiriist.

LÜPSIJÄRGNE KASUTAMINE



1. Toodet kasutada otse pakendist, lahjendamata.
2. Täitke nisakann 2/3 ulatuses ja kastke iga nisa toote sisse, veendudes, et nisa pind on täies ulatuses kaetud VÕI pihustage toode nisale kogu ulatuses.
3. Vajadusel täitke nisakann uuesti. Nisakannud tuleb peale kasutamist tühjendada ja pesta.

NovoDual on mõeldud kasutamiseks spetsiaalse vahule mõeldud nisakannuga. Pigista pudelit kuni kann on täitunud vahuga. Pihustusseadmete voolikud tuleb erinevate toodete kasutamise vahepeal põhjalikult pesta puhta veega.

SÄILITAMINE

Hoidke kuivas, hästi ventileeritud kohas eemal soojusallikatest ja süttivatest ainetest.

PAKEND

25 liitrit, 200 liitrit ja 1000 liitrit

Tootja:

Kilco, Šotimaa

Kilco^K
SCIENCE IN SOLUTION